




Cryolipofit®

L'amaicissement par le froid



Sculptez votre silhouette de manière efficace

Transformez votre corps sans chirurgie, c'est possible.

La cryolipolyse est une technique d'amincissement par le froid destinée à affiner la silhouette en éliminant des cellules graisseuses localisées grâce à un froid maîtrisé.

Cette technique est non invasive et présente une excellente alternative à la liposuction.

Elle consiste à diminuer la température sous-cutanée d'un bourrelet disgracieux pour déclencher l'apoptose des adipocytes. C'est à dire la destruction des cellules graisseuses.

Le corps élimine alors progressivement ces cellules au cours des semaines qui suivent le traitement, permettant à la peau de se rétracter. Les résultats apparaissent au bout de trois à huit semaines environ.



Cryolipofit®

Le traitement minceur efficace et sécurisé



Cryolipofit®



CHAUD/FROID



CORPS ET
MENTON



CRYODES
EFFICACES



MAINS-LIBRES


Un appareil main-libres apportant des résultats dès la première séance

La Cryolipofit® est dotée de 5 cryodes (tête de traitement) et d'adaptateurs souples et ergonomiques de plusieurs dimensions : 200mm, 170mm, 152mm et 80mm. Ces adaptateurs permettent de traiter différentes parties du corps en épousant leur forme.

Au total quatre cryodes peuvent travailler en même temps, sans perte de puissance d'aspiration ou de refroidissement grâce à des pompes et circuits indépendants.

Les 4 cryodes peuvent être programmées individuellement et donc être appliquées sur différentes zones simultanément en fonction de l'épaisseur du tissu adipeux. Réglage de température et durée.

Afin d'éviter les brûlures et de garantir un haut niveau de sécurité, nous limitons la température de l'appareil à -11°C.



Zones traitées

Double menton, bras, hanches, fesses, cuisses, genoux



Cryolipofit®

Une technologie avancée permettant d'optimiser les résultats

Cryolipofit® regroupe 4 technologies en 1

Le vide-intégré

Vide-intégré avec mode d'aspiration pour englober l'amas graisseux indésirable

Le refroidissement

Refroidissement intégral des parois de la cryode avec température homogène sur chaque face. Rayonnement sur 360 degrés pour une meilleure efficacité.

Le massage sous vide

Réalisé par un procédé d'aspiration et de relâchement automatisé qui apporte une expérience plus confortable.

Aspiration de 200 mbar toutes les deux secondes.

La lumière infrarouge

Réglable de +37°C à +42°C sur une durée de 2 à 5 minutes

Une durée de vie 4 fois plus longue

Auto-nettoyage

Fonction auto-nettoyante du système d'aspiration sous-vide

Pas de sur-sollicitation

Pompes et circuits indépendants pour chacune des cryodes



SYSTEME
BREVETE



PACK
CLE EN MAIN




ASSISTANCE
7J/7

Pack clé en main

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
30 membranes pour le démarrage
4 cryodes corps
1 cryode menton
1 plicomètre
3 coussins de maintien
Formation

Caractéristiques techniques

Température de refroidissement	De +5°C à -11°C
Température mode chauffage	De +37°C à +42°C
Asparation	De 100 mbar a 800 mbar
Tailles des têtes cryodes	200mm / 170mm / 152mm / 80mm
Dimensions (LxPxH)	510mm x 660mm x 1300mm
Poids	86 kg
Température ambiante	De +15°C à +30°C
Taux d'humidité ambiante	80% HR maximum
Alimentation électrique	230V / 50Hz / 8A



CRYOSCUPTING
Wellness & Sport

by  cryoevolution®

+33 (0)9 82 43 50 18

info@cryo-sculpting.fr

1 rue Freycinet 77400 Lagny sur Marne